

Guida alla scelta della taglia

IMPORTANTE

Reggiseno e Body

Scegliere un bel reggiseno è un piacere. Ma è altrettanto importante sceglierlo "su misura". Per questo Lovable offre per ogni modello una gamma completa di taglie personalizzate: una per ogni donna. Il risultato? Tutti i reggiseni Lovable vestono perfettamente, sostenendo il seno senza costringerlo.

Giro sotto seno (cm)	Taglia Lovable		Giro seno (cm)				
	Ita	Int	cup A	cup B	cup C	cup D	cup E
63/67	1	30	77/79	79/81	81/83	83/85	85/87
68/72	2	32	82/84	84/86	86/88	88/90	90/92
73/77	3	34	87/89	89/91	91/93	93/95	95/97
78/82	4	36	92/94	94/96	96/98	98/100	100/102
83/87	5	38	97/99	99/101	101/103	103/105	105/107
88/92	6	40	102/104	104/106	106/108	108/110	110/112
93/97	7	42	107/109	109/111	111/113	113/115	115/117
98/102	8	44	112/114	114/116	116/118	118/120	120/122

- 1 - Fai indossare un reggiseno Lovable senza ferretto.
- 2 - Misura il giro sotto seno e cerca il numero corrispondente nella tabella. A questo numero corrisponde la taglia Lovable.
- 3 - Misura il giro seno. Cerca il numero relativo ai cm del giro seno nella riga della taglia già individuata. A questo numero corrisponde una lettera che indica la profondità della coppa.

Esempio

Se la misura sotto seno è cm 75 = taglia 3 (34)

Se la misura giro seno è cm 90 = coppa B

La taglia esatta è 3 (34) coppa B